



УКРАЇНА

(19) UA (11) 14782 (13) U
(51) МПК (2006)
A61F 5/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) БІОКОРЕКТОР

1

2

(21) u200512896

(22) 30.12.2005

(24) 15.05.2006

(46) 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р.

(72) Парфьонов Володимир Іванович, Кравченко
Павел Анатолійович, Кірюха Леонід Федорович

(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА

(57) Біокоректор, який містить циліндричний корпус, з конусоподібним та прямими поздовжніми отворами, який **відрізняється** тим, що містить додатковий конусоподібний і поперечний отвори.

Біокоректор відноситься до пристроїв, які застосовуються для лікування ортопедичних хвороб людей.

Існує проблема лікування захворювання суглобів.

Відомий біокоректор, який впливає на хворі суглоби випромінюванням біологічно активних речовин, з яких він складається. ["Нормализатор энергоинформационного обмена." ООО "Джус сити", Москва: 2005г, с. 4-5]. Його конструкція являє собою таблетку Ø47мм, складену з біологічно активних речовин.

Недоліком цього біокоректора є недостатня ефективність дії.

Найближчим аналогом до пристрою, що заявляється, є біокоректор, який являє собою циліндричний корпус, з конусоподібним і продольним отворами і за допомогою якого концентрується ліве торсійне поле, яке впливає на хворий суглоб. [А.А. Селин "К основам существования материн", Днепропетровск, 1996г, с. 4-5].

Недоліком цього біокоректора є те, що його конструкція не дозволяє інвертувати торсійне по-

ле, яке впливає на хворий суглоб.

Технічною задачею, що вирішується заявляемою корисною моделлю, є підвищення ефективності біокоректора.

Суть полягає в тому, що біокоректор, який містить циліндричний корпус, з конусоподібним та прямими поздовжніми отворами, згідно корисної моделі, містить додатковий конусоподібний і поперечний отвори.

На кресленні зображений загальний вид біокоректора в розрізі. Біокоректор містить циліндричний корпус 1, конусоподібний отвір 2, продольний отвір 3, додатковий конусоподібний отвір 4, поперечний отвір 5.

Біокоректор працює таким чином: поперечний отвір розташовують безпосередньо на хворому суглобі і так тримають кожен день, на протязі від 40 до 50 хвилин, до тих пір, поки не наступить одужання, яке пов'язане з впливом на хворий суглоб правого торсійного поля, яке концентрується і інвертується за рахунок другого конусоподібного та поперечного отворів.

U
(13)

14782
(11)

UA
(19)

